

Мышинная Моноклональная Антитело Против Arid5A Для Wb, Elisa - Q03989

Артикул: CM0007679

введение

Мышинная моноклональная антитело против ARID5A, валидированная для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагирует с ARID5A человека и мыши (64 кДа). Идеально подходит для изучения транскрипционной регуляции, дифференцировки хондроцитов и воспалительных ответов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Мышинная мАнтитело против ARID5a
Примечания/алиасы	MRF1; MRF-1; RP11-363D14
Вид	Человек
ID гена (человек)	10865
ID гена	10865
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-594 ARID5a человека (Q03989).
Источник	Мышь
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q03989
Молекулярная масса белка	64 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом