

Анти-Arih1 Кроличий Поликлональный Антитело Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Y4X5

Артикул: CM0020845



введение

Кроличий поликлональный антитело против ARIH1, E3 убиквитин-протеин лигазы, участвующей в убиквитинировании и реакции на повреждение ДНК. Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA) с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения убиквитинового пути.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ARIH1 кроличий pAb
Примечания/Псевдоним	ARI; HARI; HHARI; UBCH7BP; ARIH1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	25820
ID гена	25820
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 400 до С-конца человеческого ARIH1 (NP_005735.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y4X5
Молекулярный вес белка	64кДа
Доставка	Сумка со льдом