


Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Arl1 Для Wb, If/Icc, Elisa — P40616

Артикул: CM0014505



введение

Поликлональное кроличье антитело Anti-ARL1, валидированное для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/ICC и ELISA. Определяет ARL1 человека, мыши и крысы — ГТФазу, ассоциированную с аппаратом Гольджи и участвующую в везикулярном транспорте. Идеально подходит для фундаментальных исследований и разработки диагностических методов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ARL1 Rabbit pAb
Примечания/синоним	ARFL1; ARL1
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	400
Идентификатор гена	400
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 62-181 человеческого ARL1 (NP_001168.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P40616
Молекулярная масса белка	20 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом