

Кроличыи Поликлональные Антитела Против Arl13B Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Мфк (If/Icc), Ифа (Elisa) - Q3Sxy8

Артикул: CM0025893

введение

Кроличыи поликлональные антитела против человеческого ARL13B (JBTS8/ARL2L1), валидированные для WB, IF/ICC, ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеально подходят для изучения ресничек, нейроразвития и синдрома Жубера. Предполагаемый молекулярный вес 49 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Описание
Название продукта	ARL13B Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	JBTS8; ARL2L1; ARL13B
Вид	Человек
GeneID	200894
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-240 человеческого ARL13B (NP_878899.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q3SXY8
Молекулярный вес белка	49kDa
Доставка	Сумка-холодозлемент