


Поликлональное Антитело К ARL2 Для Вестерн-Блоттинга, Elisa - P36404

Артикул: CM0029853



введение

Поликлональное антитело к ARL2, полученное от кролика, валидировано для вестерн-блоттинга и ELISA, перекрестно реагирует с белками мыши и крысы. Распознает человеческий ARL2 (P36404). Идеально для исследований клеточного цикла, митохондрий и цитоскелета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ARL2 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	ARFL2; MRCS1; ARL2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	402
GeneID	402
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-184 человеческого ARL2 (NP_001658.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P36404
Молекулярная масса белка	21 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом