

Поликлональные Антитела Против ARL3 Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Ицк, Ифа - P36405

Артикул: CM0022794

введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела к ARL3 для Вестерн-блоттинга, ИФ/ИЦК, ИФА. Перекрестная реакция с человеческими, мышинными и крысиными белками. Рекомбинантный иммуноген, мишень 20 кДа. Идеально подходят для исследований ресничек, клеточного цикла и внутриклеточного транспорта белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ARL3 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	RP83; ARFL3; JBTS35; ARL3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	403
GeneID	403
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-182 человеческого ARL3 (NP_004302.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФ/ИЦК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P36405
Молекулярный вес белка	20 кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент