

Кроличья Поликлональная Антитела Против Arl4D Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P49703

Артикул: CM0024094

введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на ARL4D. Подходят для применения в Вестерн-блоттинге (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и иммуноферментном анализе (ELISA) с перекрестной реактивностью к человеческому, мышинному и крысиному белкам. Поддерживают исследования GTPase-опосредованных клеточных процессов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ARL4D Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	ARF4L; ARL4D
Вид	Человек
GeneID (Человек)	379
GeneID	379
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 92-201 человеческого ARL4D (NP_001652.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИГХ на парафиновых срезах (IHC-P), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P49703
Молекулярная масса белка	22 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом