


Анти-Arl6 Кроличий Поликлональный Антитело Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H0F7

Артикул: CM0026039



введение

Кроличий поликлональный антитело, направленное против человеческого ARL6 (BBS3, NP_115522.1). Валидировано для WB, IHC-P, ELISA; перекрестная реакция с мышью. Идеально подходит для изучения ресничного транспорта и синдрома Барде-Бидля. ~21 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ARL6 кроличий pAb
Примечания/Псевдоним	BBS3; RP55; ARL6
Вид	Человек
ID гена (Человек)	84100
ID гена	84100
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий аминокислоты 1-186 человеческого ARL6 (NP_115522.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9H0F7
Молекулярный вес белка	21кДа
Доставка	Сумка со льдом