

Кроличья Поликлональная Антитело К Arl6Ip4 Для Ihc-P И Ифа — Q66Pj3

Артикул: CM0020951

введение

Кроличья поликлональная антитело, нацеленная на человеческий ARL6IP4 (SRp25/SRp37), валидированная для ИHC-P и ИФА. Идеально подходит для исследований альтернативного сплайсинга и изучения факторов хозяина вируса HSV-1. Перекрестная реакция с человеческим белком. Молекулярная масса белка 26 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ARL6IP4 кроличья поликлональная антитело
Примечания/Алиасы	SR-25; SRp25; SFRS20; SRp37; ARL6IP4
Вид	Человек
ID гена (человек)	51329
ID гена	51329
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 313–402 человеческого ARL6IP4 (NP_057722.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ИHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q66PJ3
Молекулярная масса белка	26 кДа
Доставка	Холодовая упаковка