

Анти-Arl6Ip5 Кроличья Поликлональная Антитело Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - O75915

Артикул: CM0017612

введение

Кроличья поликлональное антитело против ARL6IP5 (PRAF3, JWA) для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживает человеческий и мышиный ARL6IP5, регулятор транспорта глутамата и таурина. Uniprot O75915.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ARL6IP5 Кроличье пАт
Примечания/Псевдонимы	JWA; jmx; hp22; PRAF3; Yip6b; DERP11; HSPC127; addicisin; GTRAP3-18; ARL6IP5
Вид	Человек
ID гена	10550
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 100 до С-конца человеческого ARL6IP5 (NP_006398.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блот, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	O75915
Молекулярный вес белка	22кДа
Доставка	Ледяной пакет