


Кроличья Поликлональная Антитело К ARL8B Для Вб, Иф/Икк, Ифа — Q9Nvj2

Артикул: CM0025568



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, специфичное к ARL8B. Подходит для ВБ, ИФ/ИКК и ИФА. Распознает ARL8B человека и мыши. Является ключевым инструментом для исследований лизосомального траффика, иммунной цитотоксичности и противомикробных путей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Детали
Название продукта	ARL8B кроличья пАб
Примечания/псевдонимы	Gie1; ARL10C; ARL8B
Вид	Человек
ID гена (человек)	55207
ID гена	55207
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 127-186 человеческого ARL8B (NP_060654.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9NVJ2
Молекулярная масса белка	22 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом