

Поликлональное Антитело Кролика Против Armc10 Для Wb И Elisa — Q8N2F6

Артикул: CM0023943

введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика, направленное против человеческого ARMC10, валидированное для Вестерн-блоттинга и ELISA. Идеально подходит для изучения выживания клеток, регуляции роста и сигналинга p53 в различных тканях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ARMC10 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	SVH, PNAS112, PNAS-112, PSEC0198, ARMC10
Вид	Человек
ID гена (человек)	83787
ID гена	83787
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 169-308 человеческого ARMC10 (NP_001154481.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q8N2F6
Молекулярная масса белка	38 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с охлаждающими элементами