

Поликлональное Антитело Anti-Armc6 Для Wb, If/Icc, Elisa — Q6Nxe6

Артикул: CM0017902

введение

Поликлональное антитело кролика, направленное против человеческого ARMC6 (белок 6, содержащий повторы армадилло), рекомендованное для WB, IF/ICC, ELISA. Возможна перекрёстная реакция с белками мыши и крысы. Белок массой 54 кДа. Идеально подходит для исследований в области протеомики и клеточной сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ARMC6 Rabbit pAb
Примечания/синоним	R30923_1; ARMC6
Вид	Человек
GeneID (человек)	93436
GeneID	93436
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-220 человеческого ARMC6 (NP_001186125.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q6NXE6
Молекулярная масса белка	54 кДа
Доставка	Пакет со льдом