


Поликлональное Антитело Против Анти-Ароматазы (Cyp19A1) Для Wb - P11511

Артикул: CM0024066



введение

Кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческой ароматазы (CYP19A1), подходящее для WB, IHC-P, ELISA. Перекрестно реагирует с мышью и крысой. Идеально подходит для изучения биосинтеза эстрогенов и гормонозависимых путей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Ароматаза (CYP19A1) кроличье pAb
Примечания/Псевдоним	ARO; ARO1; CPV1; CYAR; CYP19; CYPXIX; P-450AROM; Ароматаза (CYP19A1)
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1588
ID гена	1588
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 234-503 человеческой ароматазы (CYP19A1) (NP_000094.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P11511
Молекулярный вес белка	58кДа
Доставка	Ледяной пакет