


Анти-Ароматаза (Cyp19A1) Кроличий Моноклональный Антитело Для Wb - P11511

Артикул: CM0002470



введение

Кроличий моноклональный антитело против Ароматазы (CYP19A1), антиген: синтетический пептид. Валидирован для WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Реагирует с человеческим, мышинным, крысиным. Необходим для исследований биосинтеза эстрогена и разработки IVD тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Ароматаза (CYP19A1) Кроличье mAb
Примечания/Псевдоним	ARO; ARO1; CPV1; CYAR; CYP19; CYPXIX; P-450AROM; Ароматаза (CYP19A1)
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1588
GeneID	1588
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческой Ароматазы (CYP19A1) (P11511).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P11511
Молекулярный вес белка	58кДа
Доставка	Ледяной пакет