


Поликлональные Антитела Против Arp2 Для ВБ, Игг-П, Иф/Икк, Ифа - P61160

Артикул: CM0030776



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому Arp2, валидированные для ВБ, ИГГ-П, ИФ/ИКК и ИФА; перекрестно реагируют с мышиными и крысиными гомологами. Направлены на компонент комплекса Arp2/3, участвующий в динамике актина и репарации ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Arp2 кроличьи пАт
Примечания/алиасы	ARP2; Arp2
Вид	Человек
ID гена (человек)	10097
ID гена	10097
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 1-160 человеческого Arp2 (NP_005713.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГГ-П, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P61160
Молекулярная масса белка	45 кДа
Доставка	С охлаждающим элементом