


Кроличья Моноклональная Антитело К Arp2 Для Вестерн-Блота И Ифа - P61160

Артикул: CM0010043



введение

Кроличья моноклональная антитело к человеческому Arp2 (ARP2), валидированная для Вестерн-блота и ИФА, с перекрестной реактивностью с мышиным и крысиным белком. Идеально подходит для изучения полимеризации актина, подвижности клеток и репарации ядерной ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Arp2 кроличья моноклональная антитело
Примечания/Алиасы	ARP2; Arp2
Вид	Человек
GeneID (человек)	10097
Иммуноген	Синтетический пептид в области аминокислотных остатков 295-394 человеческого Arp2 (P61160)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блот (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P61160
Молекулярная масса белка	45 кДа
Доставка	С холодоэлементом