


Кроличыи Маб Против Anti-Arp3 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P61158

Артикул: CM0011906



введение

Кроличыи моноклональные антитела против Arp3 для вестерн-блоттинга (Western blot), IHC-P, IF/ICC и ELISA. Обнаруживают человеческий, мышиный и крысиный Arp3 (ACTR3) при 47 кДа. Подходят для исследований цитоскелета, подвижности клеток и репарации ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Arp3 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	ARP3; Arp3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10096
GeneID	10096
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 319-418 человеческого Arp3 (P61158).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P61158
Молекулярный вес белка	47 кДа
Доставка	Сумка со льдом