


Поликлональное Антитело К Arp3 Кролика Для Вб, Иф/Ихк, Ифа - P61158

Артикул: CM0013957



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий Arp3 (ACTR3), валидировано для Вестерн-блота, ИФ/ИХК и ИФА. Перекрестно реагирует с мышью. Для исследований полимеризации актина, подвижности клеток и репарации ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Arp3 кроличье пАт
Примечания/Альтернативные названия	ARP3; Arp3
Вид	Человек
ID гена	10096 (Человек)
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-418 человеческого Arp3 (NP_005712.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИХК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P61158
Молекулярная масса белка	47кДа
Доставка	Холодовой пакет