


Моноклональное Антитело Против Arpc2 Для Вестерн-Блоттинга - O15144

Артикул: CM0003102



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против ARPC2, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), ИФ/ИЦК (IF/ICC), ИП (IP) и ИФА (ELISA). Взаимодействует с человеческим, мышиным и крысиным ARPC2, субъединицей комплекса Arp2/3 массой 34 кДа, необходимой для полимеризации актина и подвижности клеток. Идеально подходит для исследований цитоскелета и репарации ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ARPC2 кроличье МАТ
Примечания/Псевдоним	ARC34; PRO2446; p34-Arc; PNAS-139; ARPC2
Вид	Человек
GenelD (Человек)	10109
GenelD	10109
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O15144
Молекулярный вес белка	34кДа
Доставка	Сумка со льдом