


Анти-Arpc3 Кроличья Поликлональная Антитело Для Wb, If/Icc, Elisa - O15145

Артикул: CM0030860



введение

Кроличья поликлональное антитело против человеческого ARPC3, подходящее для WB, IF/ICC и ELISA. Обнаруживает эндогенные уровни субъединицы 3 белкового комплекса, связанного с актином 2/3 (p21-ARC), в образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения полимеризации актина и репарации ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ARPC3 кроличье pAb
Примечания/Псевдоним	ARC21; p21-Arc; ARPC3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10094
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-178 человеческого ARPC3 (NP_001265485.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O15145
Молекулярный вес белка	21кДа
Доставка	Сумка со льдом