


Кроличья Моноклональная Антитело Против Arpc5 (P16-Arc) Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - O15511

Артикул: CM0012716



введение

Кроличья моноклональная антитело, направленная против человеческого ARPC5/p16-ARC — субъединицы комплекса Arp2/3, участвующего в полимеризации актина и репарации ДНК. Валидирована для ВБ и ИФА на образцах человека, мыши и крысы. Подходит для исследований клеточной подвижности и цитоскелета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья моноклональная антитело к p16-ARC/ARC16/ARPC5
Примечания/Альтернативные названия	ARC16; p16-Arc; dj127C7.3; p16-ARC/ARC16/ARPC5
Вид	Человек
GeneID (человек)	10092
GeneID	10092
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого p16-ARC/ARC16/ARPC5 (O15511)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O15511
Молекулярная масса белка	16 кДа
Доставка	С ледяным пакетом