

Кроличья Поликлональная Антитело К Arrb2 Для Wb, IHC-P, Elisa — P32121

Артикул: CM0020729



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого ARRB2 (бета-аррестина-2), подходит для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и иммуноферментного анализа (ELISA). Обладает перекрестной реактивностью с мышиным и крысиным гомологами. Идеально подходит для исследования десенсibilизации GPCR, эндоцитоза и сигнальных путей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к ARRB2
Примечания/синонимы	ARB2; ARR2; BARR2; ARRB2
Вид	Человек
ID гена (человек)	409
ID гена	409
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 295–394 человеческого ARRB2 (NP_945355.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P32121
Молекулярная масса белка	46 кДа
Доставка	С охлаждающим пакетом