

Анти-Arrdc4 Кроличья Поликлональная Антитело Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ифа (Elisa) - Q8Nct1

Артикул: CM0020267

введение

Кроличья поликлональная антитело, направленное против человеческого ARRDC4, валидировано для WB и ELISA. Подходит для изучения функций белка 4, содержащего домен аррестина, в эндоцитозе GPCR, поглощении глюкозы и врожденном иммунном ответе. Перекрестно реагирует с человеческим.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ARRDC4 кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	ARRDC4
Вид	Человек
ID гена	91947
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 300-400 человеческого ARRDC4 (NP_899232.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q8NCT1
Молекулярный вес белка	45кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент