

Поликлональное Антитело Anti-Arsk Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ифа (Elisa) – Q9D2L1

Артикул: CM0022533

введение

Кроличье поликлональное антитело (pAb) к Arsk, валидированное для применения в Вестерн-блоттинге (WB) и ИФА (ELISA). Нацелено на человеческую арилсульфатазу К с использованием рекомбинантного иммуногена. Идеально для исследований лизосомальных ферментов и деградации гликозаминогликанов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к Arsk
Примечания / Альтернативные названия	ASK; 2810429K17Rik; 4833414G15Rik; Arsk
Вид	Человек
GeneID (человек)	77041
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 18-553 человеческого Arsk (NP_084123.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9D2L1
Молекулярная масса белка	63 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом