

Кроличье Поликлональное Антитело Против Art1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - P52961

Артикул: CM0016706

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого ART1 (ARTC1/CD296) для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА. Детектирует эндогенный ART1 с молекулярной массой ~36 кДа у человека и мыши; идеально для исследований ADP-рибозилирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ART1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	RT6; ART2; ARTC1; CD296; ART1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	417
ID гена	417
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 23-295 человеческого ART1 (NP_004305.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P52961
Молекулярная масса белка	36 кДа
Доставка	В пакете со льдом