

Кроличья Rab Против Art3 Для Wb, If-P, Elisa - Q13508

Артикул: CM0024039

введение

Высококачественная кроличья поликлональная антитело против человеческого ART3 (ARTC3), экто-АДФ-рибозилтрансферазы 3. Валидировано для WB, IF-P, ELISA; перекрестная реакция с крысой. Подходит для обнаружения белка, специфичного для яичек, и исследований клеточной мембраны.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ART3 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	ARTC3; ART3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	419
GeneID	419
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 50-150 человеческого ART3 (NP_001123488)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q13508
Молекулярный вес белка	44kDa
Доставка	Сумка со льдом