

Поликлональные Антитела К Anti-Art5 Для Wb, Elisa - Q96L15

Артикул: CM0024938

введение

Кроличы поликлональные антитела против человеческого ART5 (ARTC5), валидированные для вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Обнаруживают человеческий, мышиный и крысиный ART5 (32 кДа). Подходят для исследований экто-АДФ-рибозилтрансферазы 5.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ART5 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	ARTC5; ART5
Вид	Человек
GeneID (Человек)	116969
GeneID	116969
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 23-200 человеческого ART5 (NP_443750.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96L15
Молекулярный вес белка	32кДа
Доставка	Сумка со льдом