


Поликлональные Кроличьи Антитела Против Artn Для Вб, Ифа - Q5T4W7

Артикул: CM0030343



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому артеину (ARTN) для вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагируют с мышиными и крысиными белками. Подходит для исследования выживания периферических нейронов, поддержки дофаминергических нейронов и сигнальных путей RET/GFR α 3.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ARTN Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	ART; EVN; NBN; ENOVIN; ARTN
Вид	Человек
GeneID (человек)	9048
GeneID	9048
Иммуноген	Рекомбинантный белок: рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 122-220 человеческого ARTN (NP_476432.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q5T4W7
Молекулярная масса белка	23 кДа
Доставка	Хладоэлемент