

## Поликлональное Антитело К Белку Arvcf Кролика Для Wb, If/Icc, Elisa - O00192

Артикул: CM0023380

### введение

Поликлональное антитело кролика, направленное против человеческого ARVCF, валидировано для применения в WB, IF/ICC, ELISA. Обнаруживает ортологи мыши и крысы. Подходит для исследования механизмов альтернативного сплайсинга и клеточной адгезии.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                      |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | ARVCF Rabbit pAb                                                                                                                              |
| Примечания/Алиасы         | ARVCF                                                                                                                                         |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                       |
| GeneID (человек)          | 421                                                                                                                                           |
| GeneID                    | 421                                                                                                                                           |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид (Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого ARVCF (NP_001661.1)) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                        |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                                       |
| Применение                | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                             |
| Перекрестная реактивность | Мышь, Крыса                                                                                                                                   |
| SWISS                     | O00192                                                                                                                                        |
| Молекулярная масса белка  | 105 кДа                                                                                                                                       |
| Доставка                  | Холодовой пакет                                                                                                                               |