

Поликлональные Антитела Против Arx Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96Qs3

Артикул: CM0020607

введение

Кроличы поликлональные антитела против человеческого ARX, гомеобоксного транскрипционного фактора, участвующего в развитии мозга и дифференцировке панкреатических клеток. Подходят для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA; перекрестно реагируют с человеческими, мышинными и крысиными образцами.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ARX Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	ISSX; PRTS; CT121; EIEE1; MRX29; MRX32; MRX33; MRX36; MRX38; MRX43; MRX54; MRX76; MRX87; MRX51; ARX
Вид	Человек
ID гена (Человек)	170302
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 500 до С-конца человеческого ARX (NP_620689.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96Q53
Молекулярный вес белка	58кДа
Доставка	Сумка со льдом