

Анти-Asah1 Поликлональные Антитела Кролика Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Ицк, Ифа - Q13510

Артикул: CM0015225



введение

Поликлональные антитела кролика, направленные против человеческой кислой церамидазы (ASAH1), предлагаются для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (ИФ/ИЦК) и ИФА. Подходят для изучения метаболизма сфинголипидов и сигнальных путей, связанных с церамидами.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ASAH1 кролик pAb
Примечания/Псевдонимы	AC, PHP, ASAH, PHP32, ACDase, SMAPME, ASAH1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	427
GeneID	427
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 140-389 человеческого ASAH1 (NP_001120977.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13510
Молекулярный вес белка	45kDa
Доставка	Сумка-холодильник