

Кроличья Поликлональная Антитело Против Asah2 Для Вб, Ифа - Q9Nr71

Артикул: CM0012897



введение

Кроличья поликлональная антитело, направленная против человеческого ASAH2 (нейтральная церамидаза), валидирована для Вестерн-блоттинга и ИФА; проявляет перекрестную реактивность с мышиными и крысиными гомологами. Подходит для исследований сигнального пути церамида, метаболизма сфинголипидов и апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ASAH2 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	HNAC1; BCDase; LCDase; NCDase; N-CDase; ASAH2
Вид	Человек
ID гена (человек)	56624
ID гена	56624
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислот 80-340 человеческого ASAH2 (NP_001137446.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NR71
Молекулярная масса белка	86 кДа
Доставка	Холодильный пакет