

Поликлональное Антитело Против Asap2 Для Вестерн-Блоттинга - O43150

Артикул: CM0022113

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого ASAP2 (DDEF2/PAG3).
Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью к мыши.
Идеально для исследований везикулярного транспорта и клеточной миграции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ASAP2 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	PAP; PAG3; AMAP2; DDEF2; SHAG1; CENTB3; Pap-alpha; ASAP2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	8853
ID гена	8853
Иммуноген	Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-120 человеческого ASAP2 (NP_001128663)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	O43150
Молекулярная масса белка	112 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом