

Поликлональные Антитела Против Asb13 Для Wb, Elisa - Q8Wxk3

Артикул: CM0015121

введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого ASB13, валидированные для WB и ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. ASB13 является компонентом распознавания субстрата E3 убиквитин-лигазы типа SCF, опосредуя деградацию белка. Идеально подходят для исследований убиквитинирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ASB13 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	ASB13
Вид	Человек
ID гена (Человек)	79754
ID>ID гена	79754
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-278 человеческого ASB13 (NP_078977.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q8WXX3
Молекулярный вес белка	30кДа
Доставка	Сумка со льдом