

Кроличье Поликлональное Антитело Anti-Asb2 Для Wb И Elisa — Q96Q27

Артикул: CM0022811

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело к человеческому ASB2, валидированное для WB и ELISA, с реактивностью к антигенам человека и крысы. Идеально подходит для изучения опосредованной убиквитином деградации в кардиологических и гематологических исследованиях. SWISS: Q96Q27.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ASB2 Rabbit pAb
Примечания/синоним	ASB-2; ASB2
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	51676
Идентификатор гена	51676
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 448-587 человеческого ASB2 (NP_057234.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, крыса
SWISS	Q96Q27
Молекулярная масса белка	70 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом