

Поликлональное Кроличье Антитело Против Asb3 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — Q9Y575

Артикул: CM0023040

введение

Высококачественное поликлональное кроличье антитело против человеческого ASB3, валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Распознаёт ASB3 человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований убиквитин-протеасомного пути.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к ASB3
Примечания/синоним	ASB-3; ASB3
Вид	Человек
GeneID (человек)	51130
GeneID	51130
Иммуноген	Рекомбинантный гибридный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-145 человеческого ASB3 (NP_057199.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9Y575
Молекулярная масса белка	58 кДа
Условия транспортировки	Охлаждающий пакет