

Поликлональные Антитела Против Asb4 Для Ihc-P, Elisa - Q9Y574

Артикул: CM0024663

введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против ASB4, валидированные для IHC-P и ELISA. Распознают человеческий и мышиный ASB4, ЕЗ-лигазу с доменом SOCS, участвующую в развитии сосудов и убиквитинировании. Идеально подходят для исследовательских целей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Описание
Название продукта	ASB4 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	ASB-4; ASB4
Вид	Человек
GeneID (Человек)	51666
GeneID	51666
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-300 человеческого ASB4 (NP_665879.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9Y574
Молекулярная масса белка	48кДа
Доставка	С ледяным пакетом