

Анти-Ascc1 Поликлональные Кроличьи Антитела Для Wb, Elisa - Q8N9N2

Артикул: CM0024522



введение

Поликлональные кроличьи антитела, направленные против человеческого ASCC1 (субъединица p50 комплекса ASC-1). Валидированы для WB и ELISA; перекрестная реакция с мышью и крысой. Подходят для исследований репарации ДНК и транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ASCC1 кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	p50; CGI-18; SMABF2; ASC1p50; ASCC1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	51008
GeneID	51008
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-180 человеческого ASCC1 (NP_001185727.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8N9N2
Молекулярный вес белка	46кДа
Доставка	Сумка со льдом