

Поликлональные Антитела Против Ascc2 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q9H1I8

Артикул: CM0013786



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого ASCC2, валидированные для WB и ELISA, с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Подходят для исследований репарации ДНК и контроля качества рибосом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ASCC2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	p100; ASC1p100; ASCC2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	84164
GeneID	84164
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 488-757 человеческого ASCC2 (NP_115580.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9H1I8
Молекулярный вес белка	86кДа
Доставка	Сумка со льдом