


Анти-Ascc3 Кроличья Поликлональная Антитело Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Ицк, Ифа - Q8N3C0

Артикул: CM0027892



введение

Кроличья поликлональная антитело, направленная против человеческого ASCC3 (asc1p200/HELIC1), валидированная для Вестерн-блоттинга, ИФ/ИЦК и ИФА. Перекрестно реагирует с мышью. Обнаруживает белок ~251 кДа, участвующий в репарации алкилирования ДНК и контроле качества рибосом. Идеально подходит для исследовательских целей. UniProt Q8N3C0.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	ASCC3 Кроличья пАт
Примечания/Псевдоним	RNAH; HELIC1; ASC1p200; ASCC3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10973
GeneID	10973
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-111 человеческого ASCC3 (NP_071374.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФ/ИЦК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q8N3C0
Молекулярная масса белка	251кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент