


Моноклональное Антитело Против Asct2/Slc1A5 Для Wb, Ihc-P, Elisa — Q15758

Артикул: CM0006849



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий ASCT2/SLC1A5 (транспортер нейтральных аминокислот В(0)), валидированное для WB, IHC-P и ELISA. Идеально подходит для исследований метаболизма глутамина, транспорта D-серина и проникновения ретровирусов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb ASCT2/SLC1A5
Примечания/псевдонимы	R16; AAAT; ATBO; M7V1; RDRC; ASCT2; M7VS1; ASCT2/SLC1A5
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	6510
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 483-541 человеческого ASCT2/SLC1A5 (NP_005619.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q15758
Молекулярная масса белка	57 кДа
Условия транспортировки	Хладагент