


Кроличье Моноклональное Антитело Против Asc/Tms1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q9ULZ3

Артикул: CM0007471



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого ASC/TMS1 (PYCARD) для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Ключевой адаптерный белок в сигнальных путях апоптоза и инфламасомы. Подходит для исследований в иммунологии и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb против ASC/TMS1
Примечания/Алиасы	ASC; TMS; TMS1; CARD5; TMS-1; ASC/TMS1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	29108
ID гена	29108
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 4-110 человеческого ASC/TMS1 (NP_037390.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9ULZ3
Молекулярная масса белка	22 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом