

Кроличыи Поликлональные Антитела К Anti-Asf1B Для Wb, Elisa - Q9Nvp2

Артикул: CM0025871



введение

Кроличыи поликлональные антитела, направленные против человеческого гистонового шаперона ASF1B (CIA-II), валидированные для WB и ELISA. Ключевой инструмент для исследований сборки хроматина и динамики нуклеосом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	ASF1B Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	CIA-II; ASF1B
Вид	Человек
GeneID (Человек)	55723
GeneID	55723
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9NVP2
Молекулярный вес белка	22кДа
Доставка	Сумка со льдом