


Поликлональное Антитело Против Asgr1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P07306

Артикул: CM0027591



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий ASGR1, валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА. Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. ASGR1 — это гепатоцит-специфичный лектин, опосредующий клиренс гликопротеинов, удаление тромбоцитов и вход SARS-CoV-2.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ASGR1 Кроличье pAb
Примечания/Алиасы	HL-1; ASGPR; ASGPR1; CLEC4H1; ASGR1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	432
GeneID	432
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-150 человеческого ASGR1 (NP_001662.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P07306
Молекулярная масса белка	33 кДа
Доставка	В пакете со льдом