


## Кроличья Поликлональная Антитело Против Asgr1 Для Wb, If, Ihc, Elisa - P07306

Артикул: CM0014510



### введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого ASGR1, валидированное для WB, IF-P, IHC-P и ELISA. Перекрестно реагирует с мышью и крысой. Идеально подходит для изучения эндоцитоза и проникновения SARS-CoV-2.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                             |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | ASGR1 Rabbit pAb                                                                                                                     |
| Примечания/Псевдоним      | HL-1; ASGPR; ASGPR1; CLEC4H1; ASGR1                                                                                                  |
| Вид                       | Человек                                                                                                                              |
| GeneID (Человек)          | 432                                                                                                                                  |
| GeneID                    | 432                                                                                                                                  |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 62-291 человеческого ASGR1 (NP_001662.1). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                               |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                              |
| Применение                | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                                               |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                 |
| SWISS                     | P07306                                                                                                                               |
| Молекулярный вес белка    | 33кДа                                                                                                                                |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                                                                                                       |