

Поликлональные Антитела Против Asgr2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P07307

Артикул: CM0018299



введение

Поликлональные антитела CamelBio против ASGR2 (кролик) обнаруживают человеческий ASGR2, перекрестно реагируют с мышью и крысой и валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА. Идеально подходят для изучения эндоцитоза асиалогликопротеинов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ASGR2 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	HL-2; HBXBP; ASGPR2; ASGP-R2; CLEC4H2; ASGR2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	433
GeneID	433
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 131-287 человеческого ASGR2 (NP_550435.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блот, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P07307
Молекулярный вес белка	35 кДа
Доставка	Сумка со льдом