


Кроличье Моноклональное Антитело Против Asgr2 Для Вб, Иф, Ифа - P07307

Артикул: CM0009915



введение

Кроличье моноклональное антитело против ASGR2, валидированное для ВБ, ИФ, ИФА. Направлено против человеческого азиалогликопротеинового рецептора 2 (HL-2, CLEC4H2) — печеночного лектина, опосредующего эндоцитоз десилилированных гликопротеинов. Для исследовательского использования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ASGR2 кроличье мКлат
Примечания/псевдонимы	HL-2; HBXBP; ASGPR2; ASGP-R2; CLEC4H2
Вид	Человек
GeneID (человек)	433
GeneID	433
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 80–311 человеческого ASGR2 (NP_550435.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P07307
Молекулярная масса белка	35 кДа
Доставка	Хладоэлемент