

Анти-Asgr2 Кроличий Поликлональный Антитело Для Wb, If-P, Elisa - P07307

Артикул: CM0029411



введение

Кроличий поликлональный антитело против человеческого ASGR2 (рецептор асиалогликопротеина 2), валидированный для WB, IF-P, ELISA; реагирует с человеческим и мышинным белками. Идеально подходит для исследований эндоцитоза печеночных гликопротеинов и таргетинга на печень.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ASGR2 кроличий pAb
Примечания/Псевдоним	HL-2; HBXBP; ASGPR2; ASGP-R2; CLEC4H2; ASGR2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	433
GeneID	433
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий аминокислотам 58-287 человеческого ASGR2 (NP_550435.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P07307
Молекулярный вес белка	35кДа
Доставка	Сумка со льдом