


## Моноклональное Антитело Anti-Ash2L Для Wb, Ihc, If, Elisa — Q9Ubl3

Артикул: CM0010668



### введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело против человеческого ASH2L (ASH2, Bre2). Распознаёт белок человека, мыши и крысы. Подходит для WB, IHC-P, IF/ICC, IF-P и ELISA. UniProt Q9UBL3.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                              |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Кроличье mAb против ASH2L                                                                                             |
| Примечания/синонимы       | ASH2, Bre2, ASH2L1, ASH2L2, ASH2L                                                                                     |
| Вид                       | Человек                                                                                                               |
| GeneID (человек)          | 9070                                                                                                                  |
| GeneID                    | 9070                                                                                                                  |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 529–628 человеческого ASH2L (Q9UBL3). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                               |
| Применение                | WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                        |
| Перекрёстная реактивность | Человек, мышь, крыса                                                                                                  |
| SWISS                     | Q9UBL3                                                                                                                |
| Молекулярная масса белка  | 69 кДа                                                                                                                |
| Условия транспортировки   | Пакет со льдом                                                                                                        |